Liite 6.2.0

MEDNIEMI
Din Tandläkare • Sinun Hammaslääkärisi

Hammaslääkäriasema MedNiemi Oy:n röntgen laadunvarmennus toimenpiteet

Sirona Orthopos SL yhdistelmälaite 2D ja 3D; OPTG ja KKTT on ollut toiminnassa vuodesta 2018.

Soredex Minray, intraoraalirönтgenlaitteet, hoitohuoneissa 1 ja 2 vuodesta 2008.

Hammasväine Oy on myynyt, asentanut, validoinut ja suorittanut vuosihuoltoja. Lisäksi ulkopuolisia laadunvarmennusmittauksia on tehty Jussi Aulaskarin toimesta.

1. Laadunvalvontaohjeen suoritusvälit – turvallisuustestit ja kuvankatselumonitorit

1.1 Turvallisuustestit, min 12 kk:n välein:

- Laitteen kunto, mekaaninen toiminta ja hätäkytkin tarkistetaan joka käyttökerta
- ”Kuvaus käynnissä” varoitusvaloa ja äänimerkkiä seurataan laitteen joka käyttökerralla, sekä laitteen luona, että primäärimonitorilla.
- Säteilysuojaimet ovat rakenteellisia, muuratut tiiliseinät, kuvaajalla on täysi asiattoman kulun esto kuvauksen aikana

1.2 Kuvamonitoritesti, min 1 kk:n välein:

- Hoitohuoneisiin 1 ja 2 tulee kuukausittainen, Digora ohjelmiston kautta, testikuva tai automaatiotesti kuvalaadun erotuskyvystä, joka hyväksytään manuaalisesti.

1.3 Kuvamonitorin toiminnan testaus testikuvalla, 1 kk:n välein:

- Orthopos laitteen ”Constancy test” tehdään kuukausittain 2D ja 3D. Siinä mitataan testikuvauksen linjojen pituus. Tämän oltava alkuperäisen testin kaltainen. Kaikki testit on suoritettu hyväksytysti. Löytyvät sähköisinä laitteen testiosiosta ja paperisina kansiosta.
- Intraoraalilaitteen kuvamonitori on sama kuin Orthopos laitteen

1.4 Kuvamonitorin luminanssi:

- Tarkistetaan, joka kuvauksen yhteydessä, kuvaa tulkittaessa.

2. Laadunvalvontaohjeen suoritusvälit – terveydenhuollossa ja eläinlääketieteessä käytettävät röntgenlaitteet

2.1 Testikappaleiden kuvaus, min 6 kk:n välein