

Kuvan siirtäminen Sidexiksessä



- Napauta hiiren oikeaa puolta kuvan päällä
- Valitse: Osoita kuva toiselle potilaalle

235

Sidexis - röntgenkuva väärälle potilaalle



- Jos olet valinnut väärän potilaan ja toisen potilaan kuva tulee väärään tiedostoon

  Korjaus:
  - Paina hiiren oikeaa nappia, röntgen kuvan päällä ja valitse: "Osoita kuva toiselle potilaalle"
  - avautuu potilastista, josta valitaan oikea potilas
  - "Valitse"

236

Esim. lähetä Helmeen vika ilmoitus

[redacted]

1. Ota kuvakaappaus tai CTRL+Prt Sc
2. Tallenna tai liitä se wordsivulle, tallenna työpöydälle
3. Muista, **ettei potilastietojen** lähettämistä Helmeen pidetä hyvänä! Mustaa yli/ rajaa pois!
4. Lähetä se sähköpostillamme medniemi@medniemi.fi liitteenä helmi@receptum.fi
5. Lähetä

237

Esim. esitietokaavakkeen/ implanttitodistuksen/labralaskus/ Kela korvaushakemuksen tallentaminen potilaan korttiin

[redacted]

1. Avaa potilaankortin esitietosivu
2. Valitse yläpalkista "Kortti", "Kuvat/ lähetteet"
3. Valitse . hae skannattu dokumentti (mieluiten jpg muotoinen), anna dokumentille nimi
4. Tallenna
5. Kun sivulla on tallennettuja dokumentteja kuvake alareunassa

[redacted]

238

Ammattikortinlukija vaihtuu



- Tehty molemmissa huoneissa
- Jos kortinlukija katoaa: kirjoita alapalkin reunaan "Hae-ruutuun" Atostek, paina avaa!

239

Atostek - ammattikortinlukijaohjelma



- Jos kirjautuminen ammattikortilla ei onnistu:
  1. Onko Atostek logo ala vas palkissa vihreä?
  2. Sulje ja avaa Atostek
  3. Ota kortinlukija irti tietokoneesta ja laita takaisin

240

5 päivän koulutussisältö:

PÄIVÄ VIIS|
HANDS ON..

241



242